



Universal click

mylife™ Optifine® passt auf alle gängigen Injektionspens

mylife™ Optifine® Pen-Nadeln sind bei Anwendung mit den unten aufgeführten Injektionspens voll funktionsfähig und sicher verwendbar.

Insulinpens

Amylin Pharmaceuticals, Inc.
SymliinPen™

Amylin Pharmaceuticals, Inc. und Eli Lilly and Company
Byetta™ Pen

B. Braun
Omnican® Pen

Berlin Chemie
BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Gansulin Pen

Eli Lilly and Company
HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir, HumatroPen®, HumatroPen® 3, Humalog® Pen, KwikPen®

Novo Nordisk A/S
NovoPen® 3, 4 + Junior + Echo®, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza® Pen

Owen Mumford, Inc.
Autopen®, Autopen® 24

Sanofi®
OptiPen®Pro, OptiSet®, OptiClick®, SoloStar®, ClickStar®, TactiPen®

Ypsomed AG
YpsoPen®, ServoPen®

Andere Pens

F. Hoffmann – La Roche
Roferon® Pen

Genentech
Nutropin AQ Pen®

Merck Serono
GONAL-f® Pen

Pfizer Ltd.
Genotropin Pen®

Alle Marken sind geschützte Marken der erwähnten Hersteller.

Bei der Verwendung der mylife™ Optifine® Pen-Nadeln beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung sowie die Ihres Injektionspens.

Mehr **Freiheit.**
Mehr **Lebensfreude.**
Mit **mylife™.**



Blutzucker-
messsysteme



Pen- und Sicher-
heits-Pen-Nadeln



Zubehör und
Dienstleistungen

mylife™ ist ein Produkt- und Dienstleistungsprogramm für Menschen mit Diabetes. Es bietet ihnen alles, was sie für eine zuverlässige, einfache Selbstbehandlung brauchen und ermöglicht ihnen mehr Freiheit und mehr Freude am Leben, das sie führen wollen.

mylife™ ist eine lizenzierte Marke für Pen-Nadeln und Blutzuckermessung.

Kundenservice: CustomerService.DACH@groupmtd.com

Mehr Informationen unter <https://mtdglobal.com>

Medical Technology and Devices Germany GmbH
THE SQUAIRE 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main
CustomerService.DACH@groupmtd.com

**Einfach
individuell.**



swissmade

**Einfach und komfortabel:
Mit dieser Nadel habe ich
alles im Griff.**


- Einfaches Aufclicken dank Universal-Click Technologie
- Passt auf alle gängigen Injektionspens¹
- Spezialsilikonisierung für schmerzarme Injektion
- Blaue, leicht erkennbare innere Schutzkappe
- Extragroße, leicht greifbare äußere Schutzkappe






Einfach von Anfang an


Lässt sich auf alle gängigen Injektionspens aufclicken




Die Pen-Nadel aufclicken und gerade nach unten drücken – fester Sitz bei hörbarem "Click".




Tipp: Die Pen-Nadel senkrecht auf einen Tisch aufstellen und den Pen von oben aufclicken.



Fünf Mal zwei Schnapper für einen sicheren Halt.



Patentierte Universal Click Technologie.




Nach Gebrauch einfach abschrauben.

1 Penliste siehe Gebrauchsanweisung.




Ein Stück mehr Sicherheit


Komfortabel und zuverlässig



Kanülenträger mit Sichtfenstern für eine zusätzliche optische Kontrolle. Spezialsilikonisierung sowie dreifach Facettenschliff für eine schmerzarme Injektion.



Leicht abziehbare, große innere Schutzkappe.




Große äußere Schutzkappe, angenehm und einfach zu fassen. Freie Abreiblasche für ein schnelles Entfernen der Siegfelfolie.




"Click" vor jeder Injektion

Jede Pen-Nadel ist steril und für den einmaligen Gebrauch bestimmt

mylife™ Optifine® Pen-Nadeln sind sterile Einmalprodukte. Setzen Sie vor jeder Injektion eine neue Pen-Nadel auf.



Neue Pen-Nadel



Gebrauchte Pen-Nadel mit Geweberückständen



Wählen Sie die richtige Nadellänge

Anwenderfreundliche Farbcodierung zur einfachen Produkterkennung

Die mylife™ Optifine® Pen-Nadel ist in vier verschiedenen Längen erhältlich:



6mm
31G/0.25mm
PZN 05524185



8mm
31G/0.25mm
PZN 05524191



10mm
29G/0.33mm
PZN 05524216



12mm
29G/0.33mm
PZN 05524222